



## Neuheiten / News



**Einweg Lithotriptor-Fangkörbchen zur Steinextraktion hexagonal, 4-fach mit einziehbarer, atraumatischer Spitze, inkl. Spanngriff**

Disposable Lithotripsy Retrieval Basket for stone extraction, hexagonal with retractable atraumatic tip, incl. clamp handle

Artikelnummer Item no.	Ø und Länge ø and length	Arbeitskanal Working channel	Korb Basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2340LTO20	Ø 2.3 mm x 4000 mm	ab 2,8 mm	Ø 20 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2340LTO25	Ø 2.3 mm x 4000 mm	ab 2,8 mm	Ø 25 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2340LTO30	Ø 2.3 mm x 4000 mm	ab 2,8 mm	Ø 30 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2340LTO35	Ø 2.3 mm x 4000 mm	ab 2,8 mm	Ø 35 mm	⊗	1 Stk./pcs.



**Einweg Fangkörbchen zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach, mit Anschlagkopf, Notfall-Lithotripsie geeignet**

Disposable Retrieval Basket for stone extraction, hexagonal with stop head, suitable for emergency lithotripsy

Artikelnummer Item no.	Ø und Länge ø and length	Arbeitskanal Working channel	Korb Basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2320LTO20	Ø 2.3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	Ø 20 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2320LTO25	Ø 2.3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	Ø 25 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2320LTO30	Ø 2.3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	Ø 30 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D2320LTO35	Ø 2.3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	Ø 35 mm	⊗	1 Stk./pcs.