




F E N D O

MedizinTechnik



Polypektomieschlinge RHOMBUS 15 zur Kaltabtragung von Polypen / Polypectomy Snare RHOMBUS 15 for cold resection of polyps

- Kaltabtragungen bis \varnothing 15 mm möglich
- Monofiler Rhombus-geformter Schlingenkopf ermöglicht exakten Schnitt
- Optionale Nutzung des HF-Anschlusses!
- Verstärkter Tubus sorgt für eine präzise Abtragung des Polypen!
- cold resection until \varnothing 15 mm possible
- monofilament wire in rhombus type enables an exact fast cut
- optional it is possible to use the HF connection!
- reinforced tubus ensures a precise resection of the polyp

Artikelnummer Item no.	\varnothing und Länge \varnothing and length	Arbeitskanal working channel	\varnothing Schlinge \varnothing snare	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423DM15	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.