



F E N D O

MedizinTechnik

Neu / New



2 Ausführungen:
ECO & POWER

Hämostase-Clipapplikatoren / Hemostasis-clipapplicators

Einweg Hämostase-Clipapplikator **ECO** mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, Branchenwinkel 135°

Disposable hemostasis-clipapplicator ECO with handle, 360° rotatable, preloaded, gripping angle 135°

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	beschichtet coated	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D13523OHCRE repositionierbar	2,5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	ja/yes	11 mm	☒	10 Stk./pcs.
FE-D13523OHCRE16 repositionierbar	2,5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	ja/yes	16 mm	☒	10 Stk./pcs.

Zur Zeit nicht lieferbar

Einweg Hämostase-Clipapplikator **POWER** mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, Branchenwinkel 135°/90°

Disposable hemostasis-clipapplicator POWER with handle, 360° rotatable, preloaded, gripping angle 135°/90°

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	beschichtet coated	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D13523OHCR repositionierbar	2.5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	ja/yes	13 mm	☒	5 Stk./pcs.
FE-D13523OHCR16 repositionierbar	2.5 x 2300 mm	ab 2,8 mm	ja/yes	16 mm	☒	5 Stk./pcs.