



F E N D O

MedizinTechnik

## Multi-Band-Ligator



Multi-Band-Ligator mit 6 Ringen und vorinstalliertem Führungskatheter zur einfachen Montage,

- Universeller Luer-Lock-Anschluss zur Spülung
- Silikonring für bessere Ansaugung
- Kompatibel mit allen gängigen Endoskopen
- Farblich gekennzeichnete Ring vor dem letzten Schuss

Multi-Band-Ligator with 6 rings and preinstalled guiding catheter for easy installation,

- universal Luer-Lock Connection for Rinsing
- silicone ring for better suction
- compatible with all established endoscopes
- color-coded ring before the last shot

Artikelnummer Item no.	Ø und Länge ø and length	Ring-Ø innen Ring-Ø inside	Endoskop-Ø Endoscope-Ø	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-DMBLO6	Ø 2.2 mm x 1500 mm	1,95 mm	Ø 9,5 x 11,5 mm	Ⓢ	2 Stk./pcs.