



F E N D O

MedizinTechnik

Neu / New



Clipöffnung /
clip opening

20 mm

Hämostase-Clipapplikator / Hemostasis-clipapplicator

Einweg Hämostase-Clipapplikator mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, Branchenwinkel 135°
Disposable hemostasis-clipapplicator with handle, 360° rotatable, preloaded, gripping angle 135°

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	beschichtet coated	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423JZR20	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	ja/yes	20 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.