



F E N D O

MedizinTechnik



## Polypektomieschlinge RHOMBUS Hybridschlinge / Polypectomy Snare RHOMBUS Hybrid snare

- Kalt- und Heißabtragungen bis Ø 15 mm möglich
- Monofiler Rhombus-geformter Schlingenkopf ermöglicht exakten Schnitt
- Optionale Nutzung des HF-Anschlusses!
- Verstärkter Tubus sorgt für eine präzise Abtragung des Polypen!

- cold and hot resection until Ø 15 mm possible
- monofilament wire in rhombus type enables an exact fast cut
- optional it is possible to use the HF connection!
- reinforced tubus ensures a precise resection of the polyp

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2423DM15	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.