


Einweg Fremdkörperzange „Pelikan“, 12 - 15 mm Branchenweite, z. B. für die Stententfernung

Disposable grasping forceps „Pelican“ type, 12 - 15 mm span, for example for stent removal

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Branchenweite span of jaw	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812GK	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	12 mm	☒	10 Stk./pcs.
FE-D1818GK	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	12 mm	☒	10 Stk./pcs.
FE-D2423GK	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	☒	10 Stk./pcs.



Fremdkörperzange „Rattenzahn“, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Rat Tooth“ type, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423GI	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	o	1 Stk./pcs.