


## Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



**Fremdkörperzange „Pelikan“, 15 mm Branchenweite, z. B. für die Stententfernung, autoklavierbar 134° C**  
 Grasping forceps „Pelican“ type, 15 mm span, for example for stent removal, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Branchenweite span of jaw	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423GK	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	15 mm	o	1 Stk./pcs.



**Fremdkörperzange „Rubber Tips“, Branchen mit dicken Gummiflächen zur Bergung von glatten, flachen Gegenständen, autoklavierbar 134° C**

Grasping forceps „Rubber Tips“ type, branches with thick rubber surfaces for removal of slippery, flat objects, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	z. B. zur Bergung von: retrieval of, for example:	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423GM102	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Nadeln, Drähte, Rasierklingen/ needles, wires, razor blades	o	1 Stk./pcs.