


Seitenschere, 90° mit Hakenschliff, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Half-Scissors“ type, 90° with hook sharpening, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Scherenweite opening angle	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423G0102	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	90°	o	1 Stk./pcs.



Scherenmesser, universal, autoklavierbar 134° C

Grasping forceps „Scissors“ type, universal, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Scherenweite opening angle	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423G0101	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	120°	o	1 Stk./pcs.