

Polypektomie / Polypectomy



Einweg Polypektomieschlinge RHOMBUS 15 zur Kaltabtragung von Polypen, optionale Nutzung des HF-Anschlusses


Disposable polypectomy snare RHOMBUS 15 for cold resection of polyps, optional of use the HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423DM15	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	5 - 15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Monofiler Rhombus-geformter Schlingenkopf ermöglicht exakten Schnitt.

Verstärkter Tubus sorgt für eine präzise Abtragung des Polypen!

Monofilament wire in rhombus type enables an exact fast cut. Reinforced tubus ensures a precise resection of the polyp!



Einweg Kombi-Polypektomieschlinge mit zwei Stufen, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss

Disposable Combi polypectomy snare with two steps, oval, multifilament wire, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2322DT1530	2,3 x 2200 mm	2,8 mm	30/15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.