


**Polypektomieschlinge „Haifisch“ mit gezahntem Kopf, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, fest montierter Handgriff, mit Spülanschluss, autoklavierbar 134° C**  
 Polypectomy snare „Shark“ with toothed head, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, firmly mounted handle, rinse connection, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Größe Schlinge Ø size snare	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2323DTZ25	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	25 mm	o	1 Stk./pcs.



**Polypektomieschlinge, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss, Handgriff demontierbar, zusätzlicher Spülanschluss, autoklavierbar 134° C**  
 Polypectomy snare, oval, multifilament wire, Olympus HF connection, removable handle, additional rinse connection, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Größe Ø snare	unsteril non-sterile	1 VE pack. unit
FE-2423DT20	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	20 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle
FE-2423DT30	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	o	2 Stk. + Griff / 2 pcs. + handle