

Endoskopie allgemein / Endoscopy universal



Einweg Zytologiebürste, einlumig
Disposable cytology brush, one lumen

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1812WB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	2,0 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D2423WB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	3,0 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Einweg 3-Stufendilatationsballon für Gastro-, Koloskopie und ERCP, mit Röntgenmarkierungen und Möglichkeit zur Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht 0,035"

Disposable 3-steps-dilationballoon for gastro-, colonoscopy and ERCP, with X-ray marking and possibility of injection of contrast medium during the guide wire 0,035" is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Ballon Länge balloon length	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D080910	2,3 x 2400 mm	2,8 mm	8-9-10 mm	30 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D101112	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	10-11-12 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D121315	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	12-13,5-15 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D151618	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	15-16,5-18 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.
FE-D181920	2,3 x 2400 mm	3,4 mm	18-19-20 mm	55 mm	⊗	1 Stk./pcs.