

Reinigung / Cleaning



Instru Plus ist ein bewährtes Instrumentendesinfektionsmittel auf der Basis von Aldehyden und Acetalen zur Aufbereitung von Instrumentarium, flexiblen Endoskopen und Zubehör. Temperatur bis 25° C

Instru Plus is a proven instrument disinfectant based on aldehydes and acetals for the reprocessing of instruments, flexible endoscopes and accessories. Temperature up to 25° C

Artikelnummer item no.	Dosierung mit Wasser dosage with water	Standzeit lifetime	Inhalt content	1 VE pack. unit
FE-DDIP2	1% - 60 min. / 2% - 30 min. / 3% - 15 min.	bis zu 7 Tage/up to 7 days	2 L	1 Stk./pcs.
FE-DDIP5	1% - 60 min. / 2% - 30 min. / 3% - 15 min.	bis zu 7 Tage/up to 7 days	5 L	1 Stk./pcs.



Endo Star ist ein innovatives, aldehyd- und phenolfreies Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von empfindlichem Instrumentarium, flexiblen Endoskopen und Zubehör. Temperatur bis 45° C

Endo Star is an innovative, aldehyde- and phenol-free instrument disinfectant for the manual treatment of sensitive instruments, flexible endoscopes and accessories. Temperature up to 45° C

Artikelnummer item no.	Dosierung mit Wasser dosage with water	Dosierung im Ultraschallbad dosage in ultrasound basin	Inhalt content	1 VE pack. unit
FE-DDEST2	1% - 60 min. / 2% - 30 min. / 3% - 15 min.	3% - 15 min.	2 L	1 Stk./pcs.
FE-DDEST5	1% - 60 min. / 2% - 30 min. / 3% - 15 min.	3% - 15 min.	5 L	1 Stk./pcs.