

## Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



### Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach, monofiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet, autoklavierbar 134° C

Retrieval basket „Ball Basket“, monofilament wire – unsuitable for lithotripsy, autoclavable 134° C

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korb Ø basket	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-2423GL330	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	30 mm	o	1 Stk./pcs.



### Einweg ExBoy, reißfester Extraktionsbeutel zur Bergung von Fremdkörpern und Polypen

Disposable ExBoy, tear proof extraction bag for removal of foreign bodies and polyps

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Beutel Ø bag	Beuteltiefe bag depth	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D1816EX	1,8 x 1600 mm	15 mm	10 mm	☒	10 Stk./pcs.
FE-D3523EX	2,4 x 2300 mm	35 mm	20 mm	☒	10 Stk./pcs.