


## Polypektomie / Polypectomy



### Einweg Polypektomieschlinge „Cold Snare“ zur Kaltabtragung von Polypen, Nutzung des HF Anschlusses optional

Disposable polypectomy snare „Cold Snare“ for cold resection of polyps, use of the HF connection optional

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Draht wire	Ø Schlinge Ø snare	HF Anschluss HF connection	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1823DT15	1,8 x 2300 mm	2,0 mm	multifil	5 - 15 mm	ja/yes	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DT10C	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	multifil	10 mm oval	nein/no	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423DM15	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	monofil	5 - 15 mm	ja/yes	Ⓢ	10 Stk./pcs.

**Monofiler Rhombus-geformter Schlingenkopf ermöglicht exakten Schnitt** / Monofilament wire in rhombus type enables an exact fast cut

**Verstärkter Tubus sorgt für eine präzise Abtragung des Polypen!** / Reinforced tubus ensures a precise resection of the polyp!



### Einweg Kombi-Polypektomieschlinge mit zwei Stufen, oval, multifiler Draht, Olympus HF Anschluss

Disposable Combi polypectomy snare with two steps, oval, multifilament wire, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Schlinge Ø snare	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2322DT1530	2,3 x 2200 mm	2,8 mm	30/15 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.