

Hämostase, Injektion / Hemostasis, Injection



Einweg Hämostase-Clipapplikator mit Handgriff, 360° drehbar, vorgeladen, repositionierbar, beschichtet
 Disposable hemostasis-clipapplicator with handle, 360° rotatable, preloaded, repositionable, coated

Artikelnummer item no.	Branchenwinkel gripping angle	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D135230HCRE Eco	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	11 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D135230HCRE16 Eco	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D135230HC	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	11 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D135230HC16	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D135230HCR Power	135°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	13 mm	⊗	5 Stk./pcs.
FE-D135230HCR16 Power	90°	2,6 x 2300 mm	ab 2,8 mm	16 mm	⊗	5 Stk./pcs.



Einweg Hämostase „Fast Clip“ im Spender für wiederverwendbare Clipapplikatoren
 Disposable hemostasis „Fast Clip“ in dispenser for reusable hemostasis clipapplicator

Artikelnummer item no.	Drehbar rotatable	Branchenwinkel gripping angle	Clipöffnung clip opening	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-SXC135	360°	135°	11 mm	⊗	30 Stk./pcs.

Kein kompliziertes Demontieren / Without complicated dismantling

Durch Dispenser, einfaches und schnelles Nachladen der steril verpackten und vorgeladenen „Fast Clips“ / Caused of the dispenser simple and fast reloading of the steril packed and preloaded „Fast Clips“