



Einweg Injektionsnadel „TipSafe“ mit Entsorgungssicherung, für starke Endoskopabwicklung geeignet

Disposable injection needle „TipSafe“ with protection for disposal, suitable for strong bending

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Nadel Ø needle	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2323PN2305	2,3 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.

Sehr scharfe Nadelspitze – speziell für vernarbte Mukosa geeignet

Handgriff nach Anwendung abknickbar – sichert das Verbleiben der Nadel im Tubus

Atraumatische Metallspitze – sichert die Nadel gegen seitliches Durchstechen des Tubus bei starker Endoskopabwinklung

Very sharp needle tip – especially for scarred mucosa

Handle kinkable after using – ensures the stay of the needle in the tubus

Atraumatic tip – ensures the needle against a lateral puncture during a strong bending of the endoscope



Einweg Injektionsnadel / Sklerosierungsnadel mit integrierter distaler Metallhülse und Arretierung

Disposable injection needle / sclerotherapy needle with integrated distal metal sleeve and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Nadel Ø needle	Nadellänge needle length	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1818PN2305	1,8 x 1800 mm	2,0 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2304	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	4 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2305	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	5 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN2306	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	0,7 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423PN1806	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	1,0 mm	6 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.