




Einweg Fangkörbchen zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach mit Anschlagkopf, Notfall-Lithotripsie geeignet
 Disposable retrieval basket for stone extraction, hexagonal with stop head, suitable for emergency lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2320LT020	2,3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	20 mm	⊗	5 Stk./pcs.
FE-D2320LT030	2,3 mm x 2000 mm	ab 2,8 mm	30 mm	⊗	5 Stk./pcs.



Einweg Führungsdrahtkörbchen-Kombi zur Steinextraktion, hexagonal, 4-fach, Lithotripsie geeignet, atraumatische einziehbare Spitze, doppelumig, inkl. Spanngriff. Führungsdraht im Set nicht enthalten.
 Disposable guide wire retrieval basket for stone extraction, hexagonal, suitable for lithotripsy, with retractable atraumatic tip, double lumen, incl. clamp handle. Guide wire not included.

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Führungsdraht Ø guidewire	Ø Korb Ø basket	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2720LT25	2,85 x 2000 mm	ab 3,2 mm	0,035"	15/25 mm	⊗	5 Stk./pcs.