

ERCP / ERCP



Einweg Steinextraktionsballon für ERCP, Röntgenmarkierung und „Y- Adapter“ für leichte und schnelle Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht

Disposable stone extraction balloon for ERCP, X-ray marking and „Y-adapter“ for a quick and easy injection of contrast medium during the guide wire is inserted

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Ballon Ø balloon	Lumen lumen	Ø Führungsdraht Ø guidewire	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D071620EXB3	7 Fr x 2000 mm	2,8 mm	16 mm	3	0,035"	Ⓢ	5 Stk./pcs.



Einweg ERCP Zytologiebürste mit Handgriff, doppellumig, mit Röntgenmarkierungen

Disposable ERCP cytology brush with handle, double lumen, with X-Ray marking

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Führungsdraht Ø guidewire	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-D2421WB2	2,6 x 2100 mm	ab 2,8 mm	0,035"	Ⓢ	10 Stk./pcs.