


Einweg ESD „Quadrat Messer“ zum speziellen Schneiden, Markieren inkl. Wasserstrahl, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Square Knife“ for special cutting and marking incl. water jet, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423EN-2	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Einweg ESD Koagulationszange gezahnt, zum Markieren, langsam rotierbar, Olympus HF Anschluss
 Disposable ESD „Tooth Type Forceps“ for marking, slowly rotatable, Olympus HF connection

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2423ETR	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.