



Einweg Inflatorsystem, stufenloser Gewindevorschub und Arretierung

Disposable inflator system, infinitely variable thread feed rate and locking mechanism

Artikelnummer item no.	Manometer manometer	Volumen volume	Stopcock stopcock	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-INFLA25	bis 30 bar/up to 30 bar	20 ml	3 Wege/3-way	Ⓢ	1 Stk./pcs.



Multi-Band-Ligator mit 6 Ringen und vorinstalliertem Führungskatheter zur einfachen Montage

Multi-band-ligator with 6 rings and preinstalled guiding catheter for easy installation

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Ring innen Ø ring inside	Ø Endoskop Ø endoscope	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-DMBL06	2,2 x 1500 mm	1,95 mm	9,5 - 11,5 mm	Ⓢ	1 Stk./pcs.

Universeller Luer-Lock-Anschluss zur Spülung / universal Luer-Lock connection for rinsing

Silikonring für bessere Ansaugung / silicone ring for better suction

Kompatibel mit allen gängigen Endoskopen / compatible with all established endoscopes

Farblich gekennzeichnete Ring vor dem letzten Schuss / color-coded ring before the last shot