

Reinigung / Cleaning



Einweg Doppel-Ventilreinigungsbürste mit Kugelkopf für Kanäle und Ventilschaft

Disposable double-ended valve cleaning brush with ball head for channels and valve shaft

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	Ø Ventilbürste Ø valve-brush	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WAV	2,4 x 2200 mm	2,8 mm	6 mm	10 mm	blau/blue	ⓧ	50 Stk./pcs.
FE-D2422WAV-Y	2,4 x 2200 mm	2,8 mm	6 mm	10 mm	gelb/yellow	ⓧ	50 Stk./pcs.



Einweg Reinigungsbürste mit einseitigem 125 mm langen Pfeifenreiniger für Endoskop Kanäle

Disposable cleaning brush with one-sided 125 mm long pipe cleaner for endoscopes channels

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	Ø Pfeifenreiniger Ø pipe cleaner	unsteril non sterile	1 VE pack.unit
FE-D2422WAP	1,7 x 2200 mm	2,8 - 4,2 mm	6 mm	7 mm	ⓧ	50 Stk./pcs.