



Endo Star ist ein innovatives, aldehyd- und phenolfreies Instrumentendesinfektionsmittel zur manuellen Aufbereitung von empfindlichem Instrumentarium, flexiblen Endoskopen und Zubehör. Temperatur bis 45° C

Endo Star is an innovative, aldehyde- and phenol-free instrument disinfectant for the manual treatment of sensitive instruments, flexible endoscopes and accessories. Temperature up to 45° C

Artikelnummer item no.	Dosierung mit Wasser dosage with water	Dosierung im Ultraschallbad dosage in ultrasound basin	Inhalt content	1 VE pack.unit
FE-DDEST5	1% - 60 min./ 2% - 30 min./ 3% - 15 min.	3% - 15 min.	5 L	2 Stk./pcs.