

## Reinigung / Cleaning



### Endoskop Transportwanne „Easy“ mit Deckel, transparent

Endoscope transport tub "easy" with lid, transparent

Artikelnummer item no.	Länge/Breite/Höhe length/wide/height	RDT- tauglich RDT- suitable	Temperatur temperature	1 VE pack. unit
FE-ETW1	53 x 33 x 10 cm	ja/yes	bis/up to 110° C	1 Stk./pcs.



### Edelstahlfederclips, z. B. zum Fixieren geöffneter Biopsiezangenbranchen während der Aufbereitungsphase

Steel spring clips, for example to fix opened biopsy forceps branches during the treatment period

Artikelnummer item no.	Abmaße dimensions	Ø Fixierung Ø fixation	1 VE pack. unit
FE-KPEFE5	32 x 18 mm	1,0 - 12 mm	5 Stk./pcs.