



Gastro-, Kolo-, Duodenoskope
Bronchoskope

Einweg Schutzschwamm für das distale Endoskopende, geeignet zur Vorreinigung, latexfrei

Disposable protection sponge for distal ends of endoscopes, suitable for pre-cleaning, latex free

| Artikelnummer item no. | Ø und Länge Ø and length | Farbe color | unsteril non-sterile | 1 VE pack.unit |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| FE-DSS5595 | 55 x 95 mm | gelb/yellow | o | 200 Stk./pcs. |



Einweg Schutzkorbchen für den Transport und zur Lagerung von bis zu 4 Endoskop-Ventilen

Disposable protective basket for the transport and storage up to 4 valves of endoscopes

| Artikelnummer item no. | Kammern chambers | Farbe color | unsteril non-sterile | 1 VE pack.unit |
|---------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| FE-D05TD0130 | 1 | weiss/white | o | 40 Stk./pcs. |

Schützt Ihre Ventile während der Aufbereitungszeit im RDG-E. Die Ventile können durch Nutzung des Korbs dem jeweiligen Endoskop zugeordnet werden.

Protects your valves during the treatment time in the RDG-E. By using the basket the valves can be assigned to the respective endoscope.