

Fremdkörperextraktion / Foreign body extraction



Einweg Steinfänger „Ball Basket“, 4-fach – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Ball Basket“ – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Korb Ø basket	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D0610GLR215 Urologie	0,6 x 1000 mm drehbar	15 mm, Nitinol	0,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D1012GL010 Micro	1,0 x 1200 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D1023GL010 Micro	1,0 x 2300 mm	10 mm, Nitinol	1,5 mm	⊗	10 Stk./pcs.



Einweg Steinfänger „Basket“, 4-fach, multifiler Draht – nicht Lithotripsie geeignet

Disposable retrieval basket „Basket“, multifilament wire – unsuitable for lithotripsy

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Ø Korb Ø basket	Arbeitskanal working channel	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D2419GL020	2,4 x 1900 mm	20 mm	2,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.
FE-D2423GL035	2,4 x 2300 mm	30 mm	2,8 mm	⊗	10 Stk./pcs.