



### Einweg Zytologiebürste, einlumig

Disposable cytology brush, one lumen

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Arbeitskanal working channel	Ø Bürste Ø brush	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-D1010WB Urologie	1,0 x 1000 mm	1,2 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D1812WB	1,8 x 1200 mm	2,0 mm	2,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.
FE-D2423WB	2,4 x 2300 mm	2,8 mm	3,0 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.



### Einweg CHIBA Nadel für die Weichteilbiopsie mit echogener Spitze für die optimale Sichtbarkeit im Ultraschall

Disposable CHIBA needle for soft tissue biopsy with echogenic tip for optimal visibility on ultrasound

Artikelnummer item no.	Gauge Ø und Länge gauge Ø and length	Ø Nadel Ø needle	steril sterile	1 VE pack. unit
FE-DCN1518G	18 G x 150 mm	1,2 mm	Ⓢ	10 Stk./pcs.