


Reinigung / Cleaning



Einweg Doppel-Ventilreinigungsbürste für alle Endoskope und Bronchoskope

Disposable double-ended valve cleaning brush for all endoscopes and bronchoscopes

Artikelnummer item no.	Länge length	Ø Bürsten Ø brushes	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D1001WCR	150 mm	6,0/11,5 mm	Ⓢ	100 Stk./pcs.



Einweg Sterilwasserfilter für die Entfernung von Mikroorganismen (Pseudomonas, Legionellen) aus dem Leitungswasser im medizinischen Bereich

Disposable sterile water filter for the removal of microorganisms (Pseudomonas, Legionella) from the tap water in the medical field

Artikelnummer item no.	Anwendung application	Temperatur temperature	Standzeit lifetime	1 VE pack.unit
FE-KA2IN4	Desinfektionsautomaten/ disinfection machines	bis/up to 60° C	2 Monate/2 months	4 Stk./pcs.
FE-AQ31F1S	Wasserhähne/taps	bis/up to 60° C	31 Tage/31 days	12 Stk./pcs.