



Gastro-, Kolo-, Duodenoskope
Bronchoskope

Einweg Schutzschwamm für das distale Endoskopende, geeignet zur Vorreinigung, latexfrei

Disposable protection sponge for distal ends of endoscopes, suitable for pre-cleaning, latex free

Artikelnummer item no.	Ø und Länge Ø and length	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DSS5595	55 x 95 mm	gelb/yellow	o	200 Stk./pcs.



Einweg Schutzkorbchen für den Transport und zur Lagerung von bis zu 4 Endoskop-Ventilen

Disposable protective basket for the transport and storage up to 4 valves of endoscopes

Artikelnummer item no.	Kammern chambers	Farbe color	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-D05TD0130	1	weiss/white	o	40 Stk./pcs.

Schützt Ihre Ventile während der Aufbereitungszeit im RDG-E. Die Ventile können durch Nutzung des Korbs dem jeweiligen Endoskop zugeordnet werden.

Protects your valves during the treatment time in the RDG-E. By using the basket the valves can be assigned to the respective endoscope.