

Standard Zubehör / Standard Accessories



Einweg Schlauchsystem universal für Spülgeräte, mit LL-Anschluss, inklusive Flaschendeckel, kompatibel für Sterilwasserflaschen der Marke Braun, Fresenius!

Disposable tubing system universal for flushing devices, with LL-connection, including bottle cap, compatible for sterile water bottles of the brand Braun, Fresenius!

Artikelnummer item no.	Länge length	Standzeit service life	steril sterile	1 VE pack.unit
FE-BK3000F	2600 mm	24 h	Ⓢ	10 Stk./pcs.



Einweg Distal Protektor für Endoskope, z. B. für die Aufbereitungsphase in RDG's. Schützt die Optik vor dem Zerkratzen.

Disposable distal protector for endoscopes, e.g. for the reprocessing phase in washer-disinfectors. Protects the optics from scratches.

Artikelnummer item no.	Kompatibel für compatible for	unsteril non-sterile	1 VE pack.unit
FE-DP702834	alle flexiblen Endoskope/ all flexible endoscopes	Ⓢ	50 Stk./pcs.